



1. مؤشرات الكفاءة :

- يستعمل بشكل سليم مختلف الأجهزة وأدوات القياس مع احترام قواعد الأمن .
- يختار الأجهزة والأدوات المناسبة ويبرر استعمالها .
- يحضر تقريراً علمياً لحل مشكلة أو لعمل مخبري .
- يستعمل المواد المتوفرة بعقلانية و اتزان .

2. الوسائل والمواد المستعملة :

كبريتات النحاس الثنائي المميّهة ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) ، ماء Dakin تركيزه بيرمنغنات البوتاسيوم $(K^+, MnO_4^-)_{aq}$ هو $C_0 = 1,00 \times 10^{-1} mol \cdot L^{-1}$ ، حمض كلور الماء تجاري ببطاقية معطيات .
ميزان حساس ، جفنة ، قمع ، ماء مقطر ، حوجة عيارية سعتها 50 mL ، 100 mL ، 250 mL ، ماصة 10 mL .

3. خطوات العمل :

نشاط 1: تحضير محلول مائي إنطلاقاً من مادة صلبة.

تعليمات: تحضر محلول لكبريتات النحاس الثنائي حجمه $V = 100 mL$ و تركيزه المولي $C = 1,00 \times 10^{-1} mol \cdot L^{-1}$ إنطلاقاً من كبريتات النحاس الثنائي المميّهة الصلبة ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) .



المطلوب: اقترح بروتوكولا تجريبيا لتحضير المحلول السابق.

... نقوم أولاً بحساب كتلة كبريتات النحاس الثنائي المميّهة الواجب وزنها.

كمية المادة المنحلة هي $n = \frac{m}{M}$ من جهة أخرى

$m = C \cdot M \cdot V$. ومنه :

$$C = \frac{n}{V} \Rightarrow C = \frac{m}{M \cdot V}$$

- نزن الكتلة $m = 2,50 g$ بواسطة ميزان حساس: $m = 1,00 \times 10^{-1} \times 249,7 \times 100 \times 10^{-3} = 2,50 g$

- نضع جفنة على الميزان، ثم نلغي وزنها (tare) ، نضع عليها كبريتات النحاس الثنائي المميّهة الصلبة بواسطة ملعقة نظيفة حتى يشير الميزان إلى القيمة 2,50g .

... نضع كمية من الماء المقطر في حوجة عيارية سعتها 100 mL .





- نفرغ الكتلة في الحوجة بواسطة قمع ثم تغسل الجفنة والقمع بالماء المقطرو يفرغ في الحوجة.

- نضيف كمية من الماء المقطر في الحوجة و نرج جيداً من أجل انحلال الكتلة ثم نكمل بالماء المقطر إلى غاية خط العيار.

- بعد المزج و الرج نحصل على محلول متجانس لكبريتات النحاس الثنائي تركيزه:

$$C = 1,00 \times 10^{-1} mol \cdot L^{-1}$$

- يحفظ المحلول المحضر والمسمى المحلول الأصلي في قارورة عليها بطاقة تحمل إسم المحلول وتركيزه.



نشاط 2: تحضير محلول مخفف انطلاقا من محلول مركز.

محلول الـ *Dakin* مطهر ذو لون وردي ، يستعمل عادة لتنظيف الجروح، وهو عبارة عن محلول مائي يحتوي على برمنغنات البوتاسيوم (K^+, MnO_4^-) .

سلم الزبون للصيدلي وصفة طبية كتب عليها " محلول الداكان *Dakin* للتنظيف الخارجي بتركيز $C = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ لمدة أسبوع. (عبوة بحجم $V = 50 \text{ ml}$).



تفحص الصيدلي مخزونه فوجد قارورة محلول الـ *Dakin* المحضر حديثا تحمل بطاقة مكتوب عليها تركيز (K^+, MnO_4^-) هو $1,00 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.
- إذا ما حُول إليك الأمر أن تقوم مقام الصيدلي ، إقتراح بروتوكولا تجريبيا مناسباً لتلبية طلب الزبون.

خلال عملية التمديد تبقى كمية المادة محفوظة :

$$n_0 = n \Rightarrow C_0 V_0 = CV \rightarrow V_0 = \frac{C \cdot V}{C_0}$$

$$\text{الحجم الواجب أخذه هو: } V_0 = \frac{2 \times 10^{-2} \times 50}{1 \times 10^{-1}} = 10 \text{ mL}$$

- نضع كمية من المحلول الأصلي في كأس بيشر، ثم بواسطة ماصة عيارية نأخذ حجم $10,0 \text{ mL}$.
- نضع هذا الحجم في حوالة عيارية سعتها $50,0 \text{ mL}$.
- نضيف كمية من الماء المقطر و نرج قليلا، ثم نكمل بالماء المقطر إلى غاية خط العيار.

- تقويم:** يطلب من التلميذ التقيد بالزمن.
- (15د : الحساب ، 05د : اختيار الأدوات ، 20د : الانجاز ، 10د : عرض النتائج ومناقشتها).
- تعطى الحرية التامة للتلميذ لاختيار الطريقة والانجاز .
 - يحرص الأستاذ على احترام قواعد الأمن والصرامة في تطبيقها بالدرجة الأولى .
 - يسجل الأستاذ الملاحظات ذات الطابع المنهجي والسلوكي خلال التجريب.

نشاط 3: تحضير محلول مخفف انطلاقا من محلول تجاري مركز.

- بغرض إجراء تجارب كمية تحتاج لتحضير حجم 250mL من حمض كلور الماء تركيزه $2 \times 10^{-1} \text{mol.L}^{-1}$.
- إنطلاقا من محلول لحمض كلور الماء كثافته $d = 1,19$ و درجة نقاوته $P = 35\%$.
- اشرح طريقة وخطوات التحضير.
- درجة النقاوة:** كتلة المادة النقية الموجودة في 100g من المادة التجارية.
- ملاحظة منهجية:** النشاط 01 ، 02 يعتبران تذكيرا لمنهاج السنة الأولى.

