



1 - مؤشرات الكفاءة :

- يميز بين العائلات الكيميائية حسب المجموعة المميزة باستخدام الكواشف الملونة مع تقديم الصيغ المفصلة لها وتسميتها.
- يعرف بعض التفاعلات التي تمكن المرور من مجموعة مميزة الى أخرى.

2 - الوسائل والمواد المستعملة :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 - أنابيب اختبار | 1 - برمنغنات البوتاسيوم |
| 2 - حمام مائي | 2 - حمض الكبريت |
| 3 - ماصات: 1mL; 2mL; 5mL | 3 - حمض كلور الماء |
| 4 - بيشر | 4 - إيثانول |
| 5 - حوجة | 5 - DNP |
| 6 - pH متر | 6 - كاشف أزرق البروموتيمول |
| 7 - ورق الـ pH | 7 - إيثانال |
| | 8 - محلول فهلنج |
| | 9 - كاشف شيف |
| | 10 - صوديوم |
| | 11 - ماء مقطر |

3 - خطوات العمل :

نشاط 1: عائلة الكحولات.
أ/ اكمل الجدول التالي:

$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	الصيغة
-OH	-OH	-OH	المجموعة الوظيفية
2-méthylpropan-2-ol	propan-2-ol	éthanol	اسم الجزيء

- ب/ تجربة 1: فعل برمنغنات البوتاسيوم المحمضة على الإيثانول.
 ضف 1ml من الإيثانول (عديم اللون) إلى 5ml من محلول برمنغنات البوتاسيوم ذات اللون البنفسجي والمحمضة بقطرات من حمض الكبريت.
 - قم برج المزيج ثم ضعه في حمام مائي ساخن.
 - بعد مدة، صف ماذا يحدث؟
 ... اختفاء اللون البنفسجي لبرمنغنات البوتاسيوم.

تجربة 2: تجربة المصباح دون لهب.

- سخن الايثانول حتى تتصاعد أبخرة وسخن سلكا من النحاس حتى الاحمرار ثم قربه من أبخرة الكحول.
- ماذا تلاحظ؟
- ... نلاحظ ازدياد توهج سلك النحاس.
- ما هي الفاكهة التي لها نفس الرائحة المنبعثة من البخار المنطلق؟
- ... التفاح
- ما هو المركب العضوي الناتج؟
- ... ألديهيد.

تجربة 3: فعل الصوديوم على الايثانول.

- ضف الى 1mL من الايثانول (عديم اللون) قطعة صغيرة (بمقدار حبة عدس) من معدن الصوديوم.
- صف ماذا يحدث.
- ... يحدث فوران مع تصاعد غاز.(ينصح باجراء التجربة في انبوب اختبار يحتوي على 2mL من الكحول).
- برأيك، ما هو الغاز الناتج؟ برر إجابتك.
- ... الغاز المتصاعد هو غاز الهيدروجين لأنه يحدث فرقة بلهب أزرق عند تقريب عود ثقاب ملتهب.
- خلاصة:** أكتب فقرة تلخص فيها نتيجتي التجربتين السابقتين.



تعميم:

- ... إن الكحولات مركبات عضوية أكسجينية تصنف إلى ثلاثة أصناف أولية وثانوية وثالثية، تتأثر بالصوديوم منتجة غاز الهيدروجين.

نشاط 2: عائلة الألدهيدات والكيونات.

- اكتب الصيغة نصف المنشورة لكل من: البروبانال ؛ البروبانون.

...



تجربة 1:

- أ - ضع في أنبوب اختبار 1mL من كاشف DNP (2،4-ثنائي نترو فنيول هيدرازين) أصفر اللون.
- ضف إلى أنبوب الاختبار السابق 0,5 mL من البروبانون عديم اللون. قم برج المزيج السابق.
- صف ما حدث؟
- ... نلاحظ ظهور راسب أصفر برتقالي.

- ب - أعد التجربة السابقة بإضافة DNP إلى الميثانال (بإستبدال البروبانون بالميثانال) عديم اللون.
- صف ماذا يحدث؟
- ... نلاحظ ظهور راسب أصفر برتقالي.

الاستنتاج:

- برأيك، ما الغرض من التجربتين السابقتين؟ اقترح حلا كيفيا.
- ... نستنتج أنه مركب DNP يؤثر على كل من الكيونات والألدهيدات.
- ... الكشف على مجموعة الكربونيل ذات التواجد المشترك في كل من الكيونات والألدهيدات.

تجربة 2:

- أ- ضع في أنبوب اختبار كمية من الميثانال ثم ضف إليه بضع قطرات من محلول فهلنج، سخن المزيج في حمام مائي دافئ.

- صف ما يحدث؟
... نلاحظ تشكل راسب أحمر آجوري.
- ب- ضع في أنبوب اختبار كمية من البروبانول ثم صف إليه بضع قطرات من محلول فيهلنج.
- سخن المزيج في حمام مائي دافئ.
- صف ماذا يحدث؟ ماذا تستنتج؟
... محلول فيهلنج لا يؤثر في البروبانول
- يمكن التمييز بين الألدیهيدات والکیتونات بتأثير محلول فيهلنج.

تجربة 3:



- أ- بلل جزءا من ورقة الترشيح بالميثانول ثم صف إليه بضع قطرات من كاشف شيف.
- لاحظ ماذا يحدث؟
... نلاحظ تلون كاشف شيف بالوردي.
- ب- بلل جزءا من ورقة الترشيح بالميثانول ثم صف إليه بضع قطرات من كاشف شيف.
- ماذا يحدث؟
... لا يؤثر في كاشف شيف.
- ماذا تستنتج؟
يمكن التمييز بين الألدیهيدات والکیتونات باستعمال كاشف شيف الأول يلونه بالوردي والثاني لا يؤثر فيه.

الخلاصة:


- اكتب فقرة توضح فيها النتائج التجريبية للتجارب السابقة (1؛2؛3).
- ... يمكن الكشف على الكيتونات و الألدیهيدات باستعمال محلول $DNPH$ الذي يعطي رسبا أصفرا مع كليهما وحتى نفرق بينهما نستعمل كاشف شيف الذي يتلون بالوردي مع الألدیهيدات ولا يؤثر في الكيتونات أو محلول فيهلنج الذي يؤثر في الألدیهيدات ولا يؤثر في الكيتونات.
- ملاحظة:** يجب إضافة الألدیهيد والکیتون إلى $DNPH$ وليس العكس للحصول على نتيجة جيدة.

نشاط 3: عائلة الأحماض الكربوكسيلية.

- أكمل المعاللات الكيميائية التالية:



...



تجربة 1:

- ضع في أنبوب اختبار حجما معينا من حمض كربوكسيلي (عديم اللون)، صف لأنبوب الاختبار قطرات من كاشف ازرق البروموتيمول (اخضر اللون).
- ماذا تلاحظ؟
... تلون المحلول باللون الأصفر.

تجربة 2:

- حضر محلولاً لحمض الخل بتركيز $10^{-1} mol / L$ (إذابة 6,0 g من حمض الخل النقي في 1 L من الماء المقطر).
- حضر محلولاً لحمض كلور الماء بتركيز $1,0 \times 10^{-1} mol / L$.
- قس pH كل من محلول حمض الخل و محلول حمض كلور الماء.

- قارن قيمتي الـ pH ، ماذا تستنتج؟
... pH محلول حمض الخل يساوي 2,9 أما pH محلول حمض كلور الماء يساوي 1. نستنتج أن حمض كلور الماء أقوى من محلول حمض الخل.

خلاصة:

- أكتب فقرة توضح فيها بعض مميزات المحاليل الحمضية الكربوكسيلية.
... الأحماض الكربوكسيلية أحماض ضعيفة لا تنحل كلية في الماء ويكون pH الحمض الضعيف أكبر من pH الحمض القوي من أجل التركيز المولي نفسه.

نشاط 4: عائلة الأمينات.

$CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$	CH_3-NH_2	$CH_3-\underset{\substack{ \\ CH_3}}{CH}-CH_2-NH_2$	الصيغة
$-NH_2$	$-NH_2$	$-NH_2$	المجموعة الوظيفية
propane-1-amine	méthane amine	2-méthyl propane-1-amine	إسم الجزيء

تجربة:

أ - اقترح طريقة لتحديد قيمة pH للمحاليل المائية للمركبات ذات الصيغ المبينة في الجدول السابق.
... نستعمل مقياس الـ pH أو ورق الـ pH .

ب - حدّد مجال قيم الـ pH السابقة، ماذا تستنتج؟

... pH المحاليل السابقة أكبر من 7 . طبيعة محاليل الأمينات أساسية.

ج - بيّن ما هي الخاصية التي تبرزها التجربة السابقة. صغ جملة تفي بالغرض.

... تبرز التجربة الخاصية الأساسية للأمينات أي المحاليل المائية للأمينات ذات طبيعة أساسية.